

ICX-MAGELLAN CHIRURGIEBOX 2.0

New!



Inhalt:

- 57 Bohrer**
- 5 Gingivastanzen**
- 5 Stopbohrer**

Zubehör:

- 4 Ankerpins
- 1 Bohrer für Ankerpins
- 2 Vorbohrer
- 1 Einbringinstrument für ICX
- 1 Einbringinstrument für ICX-plus
- 1 Universalbohrer
- 1 Sechskantinstrument



Vorsprung durch Innovation.

medentis[®]
medical

ICX-MAGELLAN 2.0 CHIRURGIEBOX | INHALTSÜBERSICHT

Anzahl	Artikel-Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
1	C-018-000004	ICX Magellan Box	ungefüllt
1	C-032-133008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose I,D1
1	C-032-033008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose I,D2-D3
1	C-032-333008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose I,D4
1	C-032-133010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose I,D1
1	C-032-033010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose I,D2-D3
1	C-032-333010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose I,D4
1	C-032-133012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose I,D1
1	C-032-033012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose I,D2-D3
1	C-032-333012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose I,D4
1	C-032-134506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow III, D1
1	C-032-034506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow II, D2-3
1	C-032-334506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow I, D4
1	C-032-134508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow III, D1
1	C-032-034508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow II, D2-3
1	C-032-334508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow I, D4
1	C-032-134510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow III, D1
1	C-032-034510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow II, D2-3
1	C-032-334510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow I, D4
1	C-032-134512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow III, D1
1	C-032-034512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow II, D2-3
1	C-032-334512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow I, D4
1	C-032-137508	ICX Magellan Bohrer	L=8 mm, rot/red III, D1
1	C-032-037508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red II, D2-3
1	C-032-337508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red I, D4
1	C-032-137510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red III, D1
1	C-032-037510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red II, D2-3
1	C-032-337510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red I, D4
1	C-032-137512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red III, D1
1	C-032-037512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red II, D2-3
1	C-032-337512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red I, D4
1	C-032-137515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red III, D1
1	C-032-037515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red II, D2-3
1	C-032-337515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red I, D4
1	C-032-141008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green III, D1
1	C-032-041008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green II, D2-3
1	C-032-341008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green I, D4
1	C-032-141010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green III, D1
1	C-032-041010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green II, D2-3
1	C-032-341010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green I, D4
1	C-032-141012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green III, D1
1	C-032-041012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green II, D2-3
1	C-032-341012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green I, D4
1	C-032-141015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green III, D1
1	C-032-041015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green II, D2-3
1	C-032-341015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green I, D4
1	C-032-148008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue III, D1
1	C-032-048008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue II, D2-3
1	C-032-348008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue I, D4
1	C-032-148010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue III, D1



ICX-MAGELLAN 2.0 CHIRURGIEBOX | INHALTSÜBERSICHT

Anzahl	Artikel-Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
1	C-032-048010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue II, D2-3
1	C-032-348010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue I, D4
1	C-032-148012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue III, D1
1	C-032-048012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue II, D2-3
1	C-032-348012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue I, D4
1	C-032-148015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue III, D1
1	C-032-048015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue II, D2-3
1	C-032-348015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue I, D4
1	C-032-033000	ICX Magellan Gingivastanze	rosa/rose
1	C-032-034500	ICX Magellan Gingivastanze	gelb/yellow
1	C-032-037500	ICX Magellan Gingivastanze	rot/red
1	C-032-041000	ICX Magellan Gingivastanze	grün/green
1	C-032-048000	ICX Magellan Gingivastanze	blau/blue
1	C-032-000025	Magellan Vorbohrer	rosa/rose
1	C-032-000024	ICX Corticalbohrer	rosa/rose
1	C-032-000021	ICX Magellan Zentrierbohrer	
1	C-032-000022	ICX Magellan Vorbohrer	L=6.5mm
1	C-032-233000	ICX Magellan Stoppbohrer	rosa/rose
1	C-032-234500	ICX Magellan Stoppbohrer	gelb/yellow
1	C-032-237500	ICX Magellan Stoppbohrer	rot/red
1	C-032-241000	ICX Magellan Stoppbohrer	grün/green
1	C-032-248000	ICX Magellan Stoppbohrer	blau/blue
1	C-032-000020	ICX Magellan Bohrer	D=1.5mm
4	C-032-000013	ICX Magellan Befestigungspin	D=1.5mm
1	C-032-022150	ICX Magellan Bohrer	D=2.2mm lang/long
1	C-032-000026	ICX 3.3 Magellan	
1	C-032-000014	ICX Magellan	
1	C-032-000015	ICX TL Magellan	
1	C-015-100025	Schraubendreher	hex 1.4mm L=26.6mm
1	C-015-100030	Schraubendreher	hex 1.2mm
1	C-015-100029	Schraubendreher	
2	960007	Universal Ratschenadapter	
2	C-015-110000	ICX Einbringinstrument	L=39,8mm
2	C-015-100000	ICX Einbringinstrument	L=29mm
1	960001	Drehmomentratsche	
1	C-015-100003	Tiefenmesssonde	
1	C-015-100009	ICX-Mini Konterwerkzeug	



ICX-ACTIVE LIQUID

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:

- ➡ Hydrophile und mikrostrukturierte Implantatoberfläche.
- ➡ Es wird eine optimierte Bildung der Knochen-Implantat-Kontaktfläche erwartet.
- ➡ Die Einheilungszeit kann verkürzt sein.
- ➡ Sofortbelastung ist häufig möglich.
- ➡ Für Raucher geeignet.



mm02295

Vorsprung durch Innovation.

medentis[®]
medical